

NovoFine® 32G 4mm



Fármaco/Princípio ativo	N/A
Concentração	N/A
Apresentação/Descrição do produto	NovoFine® 32G 4 mm é uma agulha estéril de 0,25 mm de diâmetro e ponta de 0,23 mm de diâmetro, com formato afilado e superfície polida. A esterilidade é garantida enquanto o selo da agulha não for rompido.
Forma farmacêutica	N/A
Prazo de validade	60 meses
Classe terapêutica	N/A
Indicação terapêutica	N/A
Medicamento controlado? Se sim, qual lista?	N/A
Cuidados de conservação	Use as agulhas conforme orientado pelo seu profissional de saúde ou como descrito nas instruções de uso que acompanham o seu sistema de aplicação. Não curvar ou danificar a agulha antes de usar. Descarte a agulha utilizada com segurança, por exemplo, em um recipiente apropriado, conforme orientado pelo seu profissional de saúde. As agulhas são para uso individual.
Contraindicação de bula	N/A
O medicamento pode ser fracionado?	N/A
Política de devolução	
Programa de Benefício em Medicamentos	Sim - Programa NovoDia

NovoFine® 32G 6mm



Fármaco/Princípio ativo	N/A
Concentração	N/A
Apresentação/Descrição do produto	NovoFine® 32G 6 mm é uma agulha estéril de 0,25 mm de diâmetro e ponta de 0,23 mm de diâmetro, com formato afilado e superfície polida.
Forma farmacêutica	N/A
Prazo de validade	60 meses
Classe terapêutica	N/A
Indicação terapêutica	N/A
Medicamento controlado? Se sim, qual lista?	N/A
Cuidados de conservação	A esterilidade é garantida enquanto o selo da agulha não for rompido. Não curvar ou danificar a agulha antes de usar. Não há condições especiais de armazenamento. As agulhas são para uso individual.
Contraindicação de bula	N/A
O medicamento pode ser fracionado?	N/A
Política de devolução	
Programa de Benefício em Medicamentos	Sim - Programa NovoDia

[Clique aqui](#) e acesse a bula de NovoFine® →