

NovoPen® 4



Fármaco/Princípio ativo	N/A
Concentração	N/A
Apresentação/Descrição do produto	NovoPen® 4 é uma caneta reutilizável de aplicação desenvolvida para ser utilizada por um único paciente com diabetes para administrar suas doses de insulina. A caneta injetora utiliza carpules de insulina Penfill® de 3 mL e agulhas NovoFine® (carpules e agulhas vendidos separadamente). A caneta pode administrar doses de 1 a 60 unidades, em incrementos de 1 unidade.
Forma farmacêutica	N/A
Prazo de validade	60 meses
Classe terapêutica	N/A
Indicação terapêutica	N/A
Medicamento controlado? Se sim, qual lista?	N/A
Cuidados de conservação	Somente utilize NovoPen® 4 como descrito nesse guia. Não derrube ou bata sua caneta contra superfícies duras. Se você deixá-la cair ou suspeitar de problemas, verifique se o carpule de insulina não apresenta danos, como rachaduras. Substitua o carpule por um novo, se necessário. Mantenha sua caneta longe da luz solar direta, não exponha à poeira, sujeira, líquido ou a temperaturas extremas. Não tente reparar sua caneta ou desmontá-la.
Contraindicação de bula	N/A
O medicamento pode ser fracionado?	N/A
Política de devolução	Não - Política Comercial NN
Programa de Benefício em Medicamentos	Não

[Clique aqui e acesse a bula de NovoPen® 4 →](#)